









SOCOREX Tips for Acura micropipettes

SOCOREX 社製ピペット用チップ

- 袋入りタイプやラックタイプ、フィルター付タイプなど、豊富なラインナップから用途に合わせてお選び頂けます。
- DNase/RNase/エンドトキシン(パイロジェン)/ATP フリーです。
- 滅菌タイプは DNA フリーです。
- 121°C 20 分オートクレーブ滅菌可能です。 ※フィルター付タイプを除く
- 材質:PP(ポリプロピレン) フィルター:HDPE(高密度ポリエチレン) 滅菌方法:γ線滅菌 ※滅菌タイプのみ

容量	長さ	型番	カラー	仕様			包装形態		825/826/926						855/956						
				形状	フィルター	滅菌	仕様	数量	0.1-2 μL	0.5-10 μL	1-10 μL (Y)	2-20 μL	5-50 μL	10-100 μL	20-200 μL	100-1000 μL	0.5-10 μL	5-50 μL	20-200 μL	40-350 μL	
																					形状
容量 10 μL																					
	31.4 mm	3090.0010B	ナチュラル	ウルトラマイクロ			袋	1000 本	●	●											
		3090.0010R	ナチュラル	ウルトラマイクロ				ラック	96 本×12	●	●										
		3090.0010RS	ナチュラル	ウルトラマイクロ			滅菌	ラック	96 本×12	●	●										
		3090.0010FRS	ナチュラル	ウルトラマイクロ	あり		滅菌	ラック	96 本×12	●	●										
	70.9 mm	302.0010GR	ナチュラル	ゲルローディング			ラック	204 本×4		●											
容量 20 μL																					
	49.6 mm	3080.0020FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本×10			●	●	▲	▲	▲				▲		
容量 100 μL																					
	49.6 mm	3080.0100FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本×10					●	●	▲				●		
容量 200 μL																					
	49.6 mm	3070.0200B	ナチュラル	10、50、100 目盛			袋	1000 本			●	●	●	●	●				●	●	
		3070.0200R	ナチュラル	10、50、100 目盛				ラック	96 本×10			●	●	●	●	●				●	●
		3070.0200RS	ナチュラル	10、50、100 目盛			滅菌	ラック	96 本×10			●	●	●	●	●				●	●
	52.1 mm	3070.0200FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本×10							●					●	
	83.8 mm	3080.0200LFRS	ナチュラル	ロング	あり	滅菌	ラック	96 本×6							●						
	82.5 mm	3080.0200GR	ナチュラル	ゲルローディング				ラック	96 本×6			●	●	●	●	●					
容量 300 μL																					
	58.8 mm	308.0300FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本×10							●				●	▲	
容量 350 μL																					
	58.8 mm	308.0350B	ナチュラル	レギュラー			袋	1000 本							●	●	●		●	●	
		308.0350R	ナチュラル	レギュラー				ラック	96 本×10							●	●	●		●	●
容量 1000 μL																					
	88.9 mm	3070.1000B	ナチュラル	レギュラー			袋	1000 本											●		
		3070.1000R	ナチュラル	レギュラー				ラック	96 本×6											●	
		3070.1000RS	ナチュラル	レギュラー			滅菌	ラック	96 本×6											●	
	88.9 mm	3070.1000FRS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 本×6												●	

※▲はチップの最大容量まで

マクロピペット 835/936 用チップ

容量	型番	仕様	仕様	仕様	仕様	835/936						
						カラー	形状	包装形態		0.2-2mL	0.5-5mL	1-10mL
								仕様	数量			
容量 2mL												
	312.02	ナチュラル	レギュラー	袋	250本×2袋	●						
115.5 mm												
容量 5mL												
	312.05B	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻み目盛	袋	250本×2袋		●					
123.2 mm	312.05R	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻み目盛	ラック	50本×2ラック		●					
容量 10mL												
	312.10	ナチュラル	レギュラー	袋	100本×3袋				●			
150.0 mm												




■空ラック

型番	適合チップ	数量
312.10ER	312.10(10mL)	4

リロードタイプ

- 専用空ラックに取付けて使用します。
- プレートはスタックされていますので、省スペースです。
- 専用ラックは繰り返しご使用頂けますので、環境にやさしく、経済的です。



容量	型番	仕様	仕様	仕様	数量	825/826/926							855/956						
						カラー	形状	0.1-2μL	0.5-10μL	1-10μL(Y)	2-20μL	5-50μL	10-100μL	20-200μL	100-1000μL	0.5-10μL	5-50μL	20-200μL	40-350μL
容量 10μL																			
	3090.0010T	ナチュラル	ウルトラマイクロ	96本×13プレート	●	●									●				
31.4 mm	3090.0010T-10	ナチュラル	ウルトラマイクロ	96本×13プレート 10箱	●	●									●				
容量 200μL																			
	3070.0200T	ナチュラル	10,50,100 目盛	96本×10プレート			●	●	●	●	●				●	●			
49.6 mm	3070.0200T-10	ナチュラル	10,50,100 目盛	96本×10プレート 10箱			●	●	●	●	●				●	●			
容量 1000μL																			
	3070.1000T	ナチュラル	レギュラー	96本×5プレート								●							
88.9 mm	3070.1000T-10	ナチュラル	レギュラー	96本×5プレート 10箱								●							

■リロードタイプ専用空ラック

型番	適合チップ	数量
3070.0210ER	3090.0010T 3070.0200T	10
3070.1000ER	3070.1000T	6

取扱代理店

■ 商品についてのお問い合わせは
Web サイトお問い合わせフォームより
www.nikko-hansen.jp

ニッコー・ハンセン株式会社

天満事務所(営業部) 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580
本社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961