

Manuelle Pipettierhilfen

Profiller™ *manual* 435 / 436

Robust und leicht zu bedienen. Beide Modelle garantieren extremen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Sanfte Ansaug- und Abgabefunktionen beim Einsatz von Glas- oder Plastikpipetten bis zu einem Volumen von 100 ml. Ein Jahr Garantie.

Besondere Eigenschaften

- Saugball mit hoher Vakuumkapazität
- Sanfter Aktivierungshebel für präzise Kontrolle
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Vier farblich kodierte Konen zur Wahl



Für Pipetten
bis zu 100 ml



Quetschbarer Saugball, grosse Kapazität



Präzise Kontrolle



Ausblas-System



Schutzfilter



Konenauswahl

Bestellinformation - Instrumente

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Profiller™ <i>manual</i> 435, runder grauer Saugball	1 / Vpk	435.100
Profiller™ <i>manual</i> 436, flacher blauer Saugball	1 / Vpk	436.100

Bestellinformation - Zubehör

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Ersatz PTFE Membranfilter, 0.45 µm	5 / Vpk	322.435
Ersatz PTFE Membranfilter, 0.2 µm	5 / Vpk	322.400
Ersatz Pipettenhalter aus Silikon	1 / Vpk	1.435.01
Ersatz Konen, weiss	3 / Vpk	1.435.02
Alternative Konen: rosa, violett und grün (je ein Stk)	3 / Vpk	1.435.03

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die gesamte Produktpalette von Socorex finden Sie im Internet unter www.socorex.com