

**Stepper™**  
precisión en su mano

# pipeta de repetición para jeringas Ecostep™

nuevo  
**bioproof**  
jeringas



Pipeta extremadamente cómoda destinada a dispensar de manera fiable dosis repetidas de 10 a 5000 µl. Su mecanismo de acción exclusivo evita la fatiga del dedo pulgar. Los materiales han sido seleccionados para ofrecer buena resistencia a los golpes. Su forma compacta limita considerablemente la contaminación interna del instrumento. Amplia selección, con 53 volúmenes diferentes y hasta 73 dosis por llenado.

#### Características del Stepper™

- Activación con 4 dedos
- Botones de configuración que presentan una indicación clara de volúmenes y número de alícuotas.
- Operaciones simples y rápidas
- Tres jeringas de desplazamiento positivo, con código de colores
- Mecanismo de autobloqueo
- Jeringas esterilizadas Ecostep *bioproof™*



El modelo Stepper™

## 411

Las jeringas Ecostep™

## 316

**SOCOREX**  
SWISS



### ► Indicación clara de la configuración

Después de insertar la jeringa desechable, seleccione el volumen apropiado. Las marcas en los botones de selección permiten la lectura directa del volumen configurado y del número de alícuotas correspondiente.

### ► Activación con los dedos

La acción del cómodo pulsador de 4 dedos evita la fatiga del pulgar cuando se realizan dosis repetidas.



### ► EcoStep bioproof™

Jeringas esterilizadas con alto grado de pureza, acondicionadas individualmente. Cada lote ha sido analizado por laboratorios independientes para evaluar su esterilidad y ha sido certificado libre de DNasa, RNasa, ADN humano y pirógeno detectables.



### ► Rango de dosis

Amplia selección de 53 volúmenes.

No. de alícuotas	Volumen µl	Volumen µl	Volumen µl
73	10	50	500
49	15	75	750
36	20	100	1000
29	25	125	1250
24	30	150	1500
20	35	175	1750
18	40	200	2000
15	45	225	2250
14	50	250	2500
12	55	275	2750
11	60	300	3000
10	65	325	3250
9	70	350	3500
8	75	375	3750
8	80	400	4000
7	85	425	4250
7	90	450	4500
7	95	475	4750
6	100	500	5000

### ► Certificado de calidad y garantía

Certificado individual de control de calidad emitido tras estrictos ensayos. Se adjunta al instrumento información detallada sobre condiciones de garantía, precauciones de seguridad e instrucciones de uso. Garantía dos años.



## Información para pedidos

### Stepper™ 411

Descripción	Presentación	Nº cat.
Stepper™ 411 (incl. tres botones selectores con código de colores, adaptador y muestras de jeringas EcoStep™)	1 / pq.	411.5000
Adaptador de recambio para la jeringa EcoStep™ roja	5 / pq.	1.411.7
Soporte de trabajo para Stepper™	1 / pq.	320.411

### Jeringas EcoStep™

Las jeringas no estériles se suministran a granel. En la versión *bioproof* esterilizada, acondicionada individualmente y con alto grado de pureza biológica, cada lote ha sido certificado libre de ADN humano, DNasa, RNasa y pirógeno (endotoxina).

Rango	Capacidad jeringa	Rendimiento a	Inexactitud (%E)	Imprecisión (%VC)	Versión	Presentación	Nº cat.
10 - 100 µl	0.75 ml	20 µl	< ± 1.5 %	< 1.5 %	No estéril	A granel, 100/caja	316.010
		100 µl	< ± 1.0 %	< 0.8 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	individual 100x 1/ caja	316.010.9
50 - 500 µl	3.75 ml	100 µl	< ± 1.0 %	< 1.0 %	No estéril	A granel, 100/caja	316.050
		500 µl	< ± 0.5 %	< 0.5 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	individual 100x 1/ caja	316.050.9
500 - 5000 µl	37.5 ml	1000 µl	< ± 0.8 %	< 1.2 %	No estéril	A granel, 100/caja	316.500
		5000 µl	< ± 0.5 %	< 0.4 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	individual 100x 1/ caja	316.500.9

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.



## Su distribuidor



**SOCOREX ISBA SA**  
 Champ-Colomb 7, CP  
 1024 Ecublens/Lausanne  
 Suiza  
[socorex@socorex.com](mailto:socorex@socorex.com)  
[www.socorex.com](http://www.socorex.com)  
 Tél. +41 (0)21 651 6000  
 Fax +41 (0)21 651 6001