

seringas em vidro, borossilicato

Dosys™ em vidro 155

Adaptado aos líquidos
viscosos, reactivos
corrosivos, tintura,
etc.

As seringas reutilizáveis em vidro de borossilicato oferecem uma resistência superior a químicos e choques térmicos.

Uma preciosa alternativa de baixo custo às seringas plásticas, complementando os modelos de auto recarregamento em muitas aplicações.

Vantagens do produto

- Êmbolo e cano com maquinagem de precisão
- Excelente adaptação e justeza
- Graduações permanentes de alta visibilidade
- Esterilização até 160°C / 320°F
- Manutenção rápida e fácil



1 a 50 ml

Informação para encomenda - Instrumento

Volume	Divisão	Embalagem	Bocal Luer em vidro Cat. Nº.	Bocal Luer Lock em metal Cat. Nº.
0.1 - 1 ml	0.05 ml	3 / emb.	155.0301	155.0501
0.5 - 2 ml	0.1 ml	3 / emb.		155.0502
0.2 - 5 ml	0.2 ml	3 / emb.	155.0305	155.0505
1 - 10 ml	0.2 ml	3 / emb.	155.0310	155.0510
1 - 20 ml	1 ml	2 / emb.	155.0320	155.0520
1 - 50 ml	2 ml	1 / emb.		155.0550

Informação para encomenda - Acessórios

Cânulas de distribuição

De superior, rombo. aço inoxidável, esterilização.

Dimensões (Ø x l)	Embalagem	Cat. Nº.
0.8 x 40 mm	12 / emb.	370.0840
1.2 x 50 mm	1 / emb.	370.1250
2.2 x 100 mm	1 / emb.	370.22100
2.2 x 150 mm	1 / emb.	370.22150

Escovas de nylon com tufo extreme

Para limpeza de canos e cânulas em vidro.

Para canos de	Embalagem	Cat. Nº.
1 ml	6 / emb.	1.170.301
2, 5 ml	6 / emb.	1.170.305
10, 20, 50 ml	3 / emb.	1.170.320
Conjunto. 2 de cada	6 / emb.	1.170.300

Para mais informações sobre nos agulhas e alimentadores animais
ou gama Socorex em geral, pode consultar o nosso site www.socorex.com