

Mikrodispensier-Pipette mit einstellbarem Volumen

Acura[®] manual 865

Manuelle Dispensierpipette für ein Seriendosieren im Mikroliterbereich. Ein Dreiweg-Ventil erlaubt kontinuierliches Dosieren. Sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren lange Lebensdauer und optimale Resistenz gegen aggressive Medien.

Drei Modelle im Volumenbereich von 5 bis 1000 µl.

Produktvorteile

- Anwenderfreundliche Ergonomie, sanfter Kolbenhub
- Grosses Volumenanzeigefenster
- Einfaches Kalibrationssystem
- Voll montiert bei 121° C autoklavierbar
- Vielseitige Optionen der Flüssigkeitszufuhr
(Diese sind separat zu bestellen, siehe Zubehör)



● Schlauchzufuhr



Leistungsdaten und Bestellinformation - Instrument

Beinhaltet: 90 cm Silikonschlauch, stumpfe Kanüle, Einlassventilkappe, Kontrollzertifikat und Bedienungsanleitung

Volumen µl	Teilung µl	Unrichtigkeit (R%)			Unpräzision (CV%)			Kat. Nr.
		Min. Vol.	Zw. Vol.	Max. Vol.	Min. Vol.	Zw. Vol.	Max. Vol.	
5 - 50	0.1	< +/- 5.0 %	< +/- 3.5 %	< +/- 1.5 %	< 2.0 %	< 1.4 %	< 0.4 %	865.0050
20 - 200	0.2	< +/- 2.5 %	< +/- 1.8 %	< +/- 1.0 %	< 1.5 %	< 1.0 %	< 0.3 %	865.0200
100 - 1000	1.0	< +/- 1.5 %	< +/- 1.1 %	< +/- 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %	865.1000

Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser, bei einer konstanten ($\pm 0.5^\circ\text{C}$) Raumtemperatur zwischen 20 und 25°C, gemäss EN ISO 8655 erreicht.

Bestellinformation - Zubehör

Beschreibung	Vpk.	Kat. Nr.
① Reservoir mit Luer Anschluss, PP, 30 ml	1 / Vpk	1.861.631
① Reservoir mit Luer Anschluss, PTFE, 30 ml	1 / Vpk	1.861.21T
② Flaschenhalter mit Saugnadel und Verschluss	1 / Vpk	1.861.925
③ Kappe für Einlassventil, Luer (f. Plastikspritze)	1 / Vpk	1.861.720
④ Edelstahl Kanülen: siehe Auswahl auf Internetseiten		
⑤ PTFE Kanülen	1 / Vpk	1.861.E32
⑥ Manifold, 4-Kanal, LL, rostfreier Stahl, autoklavierbar	1 / Vpk	1.170.054
⑥ Manifold, 8-Kanal, LL, rostfreier Stahl, autoklavierbar	1 / Vpk	1.170.058
⑦ Pipettenständer 340 für drei Mikrodispenser	1 / Vpk	320.340



⑦ Ständer

⑥ Manifold

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die gesamte Produktpalette von Socorex finden Sie im Internet unter www.socorex.com