

Lames de bistouri
 Manches
 Bistouris à usage unique
 Lancettes
 Coupe-fils

FEATHER


®

Feather Industries doit sa position dominante à la qualité irréprochable de ses produits et ses méthodes de production ultra-modernes. Le programme complet, certifié aux normes CE, est disponible en Suisse par l'intermédiaire des revendeurs de la société SOCOREX ISBA SA.

Lames de bistouri de haute précision (FL)

Lames en acier inox pour les chirurgiens les plus exigeants

- Tranchant parfait par un procédé d'aiguisage unique et précis
- Boîte de distribution de 100 pièces
- Emballage individuel en aluminium, stérile



Manches de bistouri ergonomiques (FM)

Trois manches en acier inox - grande flexibilité d'utilisation

- Fixation et tenue parfaite de la lame garantissent une excellente maîtrise des mouvements
- Manche No. 3 & 7 pour lames No. 10, 11, 12 et 15
- Manche No. 4 pour lames No. 20, 21, 22, 23, 24 et 25



No. 3



No. 4



No. 7

Bistouris à usage unique économiques (FB)

Manche de plastique rigide avec lame en acier inox

- Protection de la lame par une languette en plastique
- Construction parfaitement équilibrée
- Emballage individuel en aluminium, stérile
- Avec lames No. 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 ou 25



Lame No. 10

Mini bistouris à usage unique (FBM)

Parfaitement adapté à des interventions chirurgicales de haute précision

- Convient pour: cerveau, nerfs, ORL, chirurgie plastique, vaisseaux, peau et pédiatrie
- Emballage individuel en aluminium, carton à 20 pièces
- Avec lames No. 14 ou 15



Lancettes à usage unique (FL.O)

Pointe très fine en acier inox
d'excellente dureté

- Aiguillage parfait de la pointe
- Emballage individuel stérile strictement contrôlé
- Boîte de distribution à 200 pièces



Coupe-fils à usage unique (FC.O)

Lame rigide en acier inox,
extrêmement tranchante

- Forme de la lame spécialement étudiée
- Emballage individuel stérile strictement contrôlé
- Boîte de distribution à 100 pièces



Informations - Commande

Lames de bistouris

No. Cat.	Description	Longeur	Emb.
FL 10	Lame de bistouri No. 10	40 mm	100 pcs.
FL 11	Lame de bistouri No. 11	40 mm	100 pcs.
FL 12	Lame de bistouri No. 12	38 mm	100 pcs.
FL 15	Lame de bistouri No. 15	38 mm	100 pcs.
FL 20	Lame de bistouri No. 20	45 mm	100 pcs.
FL 21	Lame de bistouri No. 21	52 mm	100 pcs.
FL 22	Lame de bistouri No. 22	57 mm	100 pcs.
FL 23	Lame de bistouri No. 23	50 mm	100 pcs.
FL 24	Lame de bistouri No. 24	57 mm	100 pcs.
FL 25	Lame de bistouri No. 25	52 mm	100 pcs.

Bistouris à usage unique

No. Cat.	Description	Longeur	Emb.
FB 10	Avec lame No. 10	100 mm	20 pcs.
FB 11	Avec lame No. 11	100 mm	20 pcs.
FB 12	Avec lame No. 12	100 mm	20 pcs.
FB 15	Avec lame No. 15	100 mm	20 pcs.
FB 20	Avec lame No. 20	100 mm	20 pcs.
FB 21	Avec lame No. 21	100 mm	20 pcs.
FB 22	Avec lame No. 22	100 mm	20 pcs.
FB 23	Avec lame No. 23	100 mm	20 pcs.
FB 24	Avec lame No. 24	100 mm	20 pcs.
FB 25	Avec lame No. 25	100 mm	20 pcs.

Manches de bistouri

No. Cat.	Pour lames	Longeur	Emb.
FM 3	No. 10, 11, 12, 15	120 mm	indiv.
FM 4	No. 20, 21, 22, 23, 24, 25	120 mm	indiv.
FM 7	No. 10, 11, 12, 15	120 mm	indiv.

Mini bistouris à usage unique

No. Cat.	Description	Longeur	Emb.
FBM 14	Avec lame No. 14	145 mm	20 pcs.
FBM 15	Avec lame No. 15	145 mm	20 pcs.

**Profitez des
rabais de quantités
attractifs**

(non cumulables entre les différents modèles)

Lancettes à usage unique

No. Cat.	Description	Longeur	Emb.
FL.O	Lancettes	45 mm	200 pcs.

Coup-fils à usage unique

No. Cat.	Description	Longeur	Emb.
FC.O	Coup-fils	111 mm	100 pcs.

Pour plus d'information sur ce produit ou sur la gamme Socorex en général, rendez-vous sur le site

www.socorex.com