

soportes / supporti / suporte 340

Español

Soporte de trabajo 340 para pipetas mono y multicanal de 3 posiciones

Soporte poco encombrante. Fabricado para 3 pipetas multicanal et monocanal. Permite una posición perfecta e fácil acceso a cada instrumento.

- Una alta estabilidad, los cojines antideslizamiento
- Diseño innovador
- Para todos los modelos Calibra® y Acura®
- Está hecha con un material de poliamida

Supporto 340 per 3 pipette multicanale e monocanale

Italiano

Supporto poco encombrante. Conçu pour trois pipettes multicanaux et monocanale. Permet une tenue parfaite y accès simple a ciascuno strumento.

- Elevata stabilità con ai piedini antiscivolo
- Design innovativo
- Si adatta a tutti i modelli Calibra® e Acura®
- Costituito da materiale poliammidico

Rack 340 para 3 posições de pipetas multi e simples canal

Portuguais

Soporte que ocupa pouco espaço. Concebido para três pipetas multicanal e canal único. Permite uma fixação perfeita e fácil de acesso a cada instrumento.

- Alta estabilidade, almofadas anti-deslizantes
- Desenho inovador
- Satisfaz todos os modelos Calibra® e Acura®
- Construído em poliamida sólida

Información para pedido - Informazioni relative all'ordine - Informação para encomenda

Color	Colore	Cor	Ref.
Gris claro	Grigio chiaro	Cinzeno claro	320.340

Por mas informaciones de este producto o de la gama Socorex en general, se encuentran en

Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sulla linea Socorex in generale, rendetevi sul sito

Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral, pode consultar o nosso site

www.socorex.com



XF-340P - A709