

carregador de pipetas


Profillette™ 406

Carregador de pipetas de baixo custo e fácil utilização, próprio para pipetas de vidro graduado e plásticas. Rodar a roda para aspirar. Descarga rápida pressionando o botão da válvula de admissão de ar, ou descarga gradual por rotação lenta da roda. Um ano de garantia.

A embalagem sortida inclui um de cada dimensão.

Vantagens do produto

- Operação com uma só mão
- Fácil carregamento e distribuição
- Válvula de admissão de ar para distribuição rápida
- Código de cores por tamanho
- Sem manutenção



< 2 ml
< 10 ml
< 25 ml

Informação para encomenda - Instrumentos

Volumes	Cores	Embalagem	Cat. Nº.
Profillette™ 406, 2 ml	Azul	1 / emb.	406.002
Profillette™ 406, 10 ml	Verde	1 / emb.	406.010
Profillette™ 406, 25 ml	Vermelho	1 / emb.	406.025
Sortidas 2 / 10 / 25 ml	Sortido	3 / emb.	406.300

Informação para encomenda - Acessórios

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Porta pipetas em silicone, de reserva	1 / emb.	1.406.01
Bocal roscado de reserva	1 / emb.	1.406.02



Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral,
pode consultar o nosso site www.socorex.com

XF-406.PT - A709