


Pipeteurs manuels

Profiller™ manual 435 / 436

Ergonomiques et légers, les deux modèles sont extrêmement robustes et simple d'emploi, assurant un contrôle aisé de l'aspiration et de la distribution. Adaptés aux pipettes graduées (verre ou plastique) jusqu'à 100 ml. Un an de garantie.

Caractéristiques

- Poire d'une grande capacité d'aspiration
- Activation douce du levier de contrôle
- Système efficace d'expulsion du liquide résiduel
- Filtre de protection avec membrane en PTFE
- Aucun entretien particulier
- Cônes de couleur - identification personnelle



Pour pipettes
jusqu'à 100 ml



Poire avec grande capacité d'aspiration



Contrôle aisé



Expulsion du liquide résiduel



Filtre de protection



Cônes de couleur

Commande - Instruments

Description	Emballage	No. Cat.
Profiller™ manual 435, poire ronde, grise	1 / pk	435.100
Profiller™ manual 436, poire plate, bleue	1 / pk	436.100

Commande - Accessoires

Description	Emballage	No. Cat.
Filtre à membrane, PTFE, 0.45 µm	5 / pk	322.435
Filtre à membrane, PTFE, 0.2 µm	5 / pk	322.400
Porte-pipette de rechange, silicone	1 / pk	1.435.01
Cônes de rechange : blanc	3 / pk	1.435.02
Cônes de couleur : rose, violet et vert (un de chaque)	3 / pk	1.435.03

Pour plus d'information sur ce produit ou sur la gamme Socorex en général,
rendez-vous sur le site www.socorex.com