

controlador manual de pipetas

Profiller™ manual 435 / 436

Robustos e fáceis de utilizar, ambos os modelos oferecem forma ergonómica e leveza. Eles proporcionam um controlo suave tanto na aspiração como na distribuição usando pipetas de vidro ou plástico com volumes até 100 ml. Um ano de garantia.

Vantagens do produto

- Bolbo de grande capacidade
- Botão alavanca de ação suave
- Sistema eficaz de descarga
- Filtro de proteção de membrana PTFE
- Sem manutenção
- Bocais cónicos alternativos com código de cores



Pipetas até
100 ml



Bolbo compressível de grande capacidade



Controlo preciso



Descarga do líquido



Filtro de proteção



Cones com código

Informação para encomenda - Instrumento

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Profiller™ manual 435, bolbo cinzento tipo ovo	1 / emb.	435.100
Profiller™ manual 436, bolbo azul de formato plano	1 / emb.	436.100

Informação para encomenda - Acessórios

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Filtro de membrana, 0,45µm	5 / emb.	322.435
Filtro de membrana, 0,2µm	5 / emb.	322.400
Porta pipetas de silicone	1 / emb.	1.435.01
Bocal cónico - branco	3 / emb.	1.435.02
Bocais cónicos - rosa, violeta, verde (1 de cada)	3 / emb.	1.435.03

Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral,
pode consultar o nosso site www.socorex.com