

Pipeteur électronique

Profiller™ *electro* 446

Pipeteur ergonomique idéal pour travailler sous hotte à flux laminaire ou enceinte stérile avec toute pipette en verre ou en plastique. Moteur puissant mais silencieux et réglage en continu de la vitesse de pipetage (aspiration et distribution) permettent de pipeter rapidement de grands volumes. Un an de garantie.

Caractéristiques

- Pompe très performante, remplit 25 ml en 3 sec.
- Activation simple et rapide
- Sélecteurs en position ergonomique
- Témoin lumineux en cas de batterie faible
- Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation
- Filtre de protection interchangeable
- Support mural ou de paillasse



Pour pipettes jusqu'à 100 ml



Sélecteurs ergonomiques



Choix des vitesses



Connection du chargeur

Support pratique

Installation murale ou sur paillasse, pour un instrument avec ou sans pipette.



Commande - Instrument

Description	Style de prise	Emb.	No. Cat.
Profiller™ 446	Australie - N.Z.	1 / pk	446.100A
Profiller™ 446	Europe	1 / pk	446.100E
Profiller™ 446	Grande-Bretagne	1 / pk	446.100G
Profiller™ 446	USA - Japon	1 / pk	446.100U

Livré avec : chargeur, deux filtres hydrophobes (0.45µm et 0.2µm), support et mode d'emploi.

Commande - Accessoires

Description	Emb.	No. Cat.
Support pour Profiller™ 446	1 / pk	320.446
Batterie NiMH de rechange, 1.2V	1 / pk	900.916
Chargeur avec prise type EU	1 / pk	900.946E
Chargeur avec prise type UK	1 / pk	900.946G
Chargeur avec prise type US-JP	1 / pk	900.946U
Filtre à membrane, PTFE, 0.45 µm	5 / pk	322.435
Filtre à membrane, PTFE, 0.2 µm	5 / pk	322.400
Porte-pipette de rechange, silicone	1 / pk	1.435.01
Cônes de rechange: blanc	3 / pk	1.435.02
Cônes: rose, violet et vert	3 / pk	1.435.03

Pour plus d'information sur ce produit ou sur la gamme Socorex en général, rendez-vous sur le site www.socorex.com