

controlador eletrônico de pipetas

Profiller™ *electro* 446

Controlador de pipetas que se adapta a qualquer mão de forma muito confortável. A sua forma é ideal para trabalhar com pipetas de vidro ou plástico em caudal laminar ou cabines de segurança microbiológica. Um potente, mas no entanto silencioso motor e um interruptor para definição, tanto da aspiração como das velocidades de distribuição, possibilitam máxima eficácia de trabalho mesmo com grandes volumes de pipetagem. Um ano de garantia.

Vantagens do Produto

- Bomba potente - enche 25 ml em 3 segundos
- Funcionamento simples e rápido
- Acionadores de dedo confortáveis
- Luz aviso de bateria fraca
- Bateria de NiMH recarregável durante o uso
- Filtro de protecção de membrana permutável
- Suporte adequado para bancada ou montagem mural



Acionadores de dedo



Velocidade variável



Carregamento directo

Suporte cómodo

O suporte, adequado para bancada ou montagem mural, aloja o Profiller™ *electro* com ou sem pipeta.



Bestellinformation - Instrument

Descrição	Com ficha tipo	Emb.	Cat. Nº.
Profiller™ 446	Australia - N.Z.	1 / emb.	446.100A
Profiller™ 446	Europeu	1 / emb.	446.100E
Profiller™ 446	RU	1 / emb.	446.100G
Profiller™ 446	EUA-Japão	1 / emb.	446.100U

Fornecido com alimentação eléctrica, dois filtros hidrofóbicos de reserva (0.45 µm e 0.2 µm), suporte para bancada/mural e manual de instruções.

Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral, pode consultar o nosso site www.socorex.com

Informação para encomenda - Acessórios

Descrição	Emb.	Cat. Nº.
Suporte de reserva	1 / emb.	320.446
Bateria de 1,2V NiMH de reserva	1 / emb.	900.916
Alimentação eléctrica - Europeu	1 / emb.	900.946E
Alimentação eléctrica - UK	1 / emb.	900.946G
Alimentação eléctrica - US/JP	1 / emb.	900.946U
Filtro de membrana. 0.45 µm	5 / emb.	322.435
Filtro de membrana. 0.2 µm	5 / emb.	322.400
Porta pipetas de silicone	1 / emb.	1.435.01
Bocal cónico - branco	3 / emb.	1.435.02
Bocais cónicos - rosa, violeta, verde	3 / emb.	1.435.03

XF-446.PT - A709