

ponteiras
qualidade superior

Qualitips®

Uma combinação perfeita entre micropipetas e pontas garante uma pipetagem sem problemas e resultados fiáveis. As Qualitips® Socorex são concebidas para preencherem as pré condições acima.

A linha é feita exclusivamente em polipropileno de alta qualidade, virgem, isento de metal. A moldagem injetada de precisão cuida da adaptação estanque ao ar. Procedimentos de qualidade rigorosos asseguram a consistência de lote após lote.




Varias formas numa gama de 10 µl a 10 ml.


Vantagens do produto



- Ampla seleção, qualidade superior
- Consistência de lote após lote
- Disponibilidade por grosso ou em suporte
- Compatibilidade com várias marcas de pipetas
- Filtro de alta densidade para proteção de contaminação por aerossóis
- Ponteiras de filtro isentas de DNase e RNase
- Ponteiras de filtro esterilizadas isentas de pirogénios













Peça amostras grátis



Qualitips® 10 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	31,0 mm	BT, E, G	10 µl	Natural	Ultra micro	Não	Não	Saco	1000	309.0010B
		BT, E, G	10 µl	Natural	Ultra micro	Não	Não	Suporte	10x 96	309.0010R
	31,0 mm	B, BT, E, F, G	10 µl	Natural	Ultra micro	Sim	Sim	Suporte	10x 96	309.0010FR
	42,3 mm	B, BT, E, G	10 µl	Natural	Micro	Não	Não	Saco	1000	302.0020B
		B, BT, E, G	10 µl	Natural	Micro	Não	Não	Suporte	10x 96	302.0020R
	45,6 mm	B, E, G, F	10 µl	Natural	Micro	Sim	Sim	Suporte	10x 100	302.0010FR
		B, E, G, F	10 µl	Natural	Micro	Sim	Não	Saco	1000	302.0010AFB
	70,9 mm	B, E, G, F	10 µl	Natural	Carga de gel	Não	Não	Suporte	10x 100	302.0010AFR

Qualitips® 20 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	51,0 mm	B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Regular	Sim	Sim	Saco, simples	5x 100	308.0020FS
		B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Regular	Sim	Sim	Suporte	10x 96	308.0020FR
	69,0 mm	B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Carga de gel	Sim	Sim	Suporte	4x 204	308.0020GFR

Qualitips® 100 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	54,1 mm	B, BT, E, F, G	100 µl	Natural	Regular	Sim	Sim	Suporte	10x 96	308.0100FR
	69,0 mm	B, BT, E, F, G	100 µl	Natural	Carga de gel	Sim	Sim	Suporte	4x 204	308.0100GFR

Qualitips® 200 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	49.4 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Graduada	Não	Não	Saco	2x 500	307.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Graduada	Não	Não	Suporte ¹⁾	10x 96	307.0200R
	49.4 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Graduada	Não	Não	Saco	2x 500	327.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Graduada	Não	Não	Suporte ¹⁾	10x 96	327.0200R
	51.1 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Regular	Não	Não	Saco	1000	308.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Regular	Não	Não	Suporte	10x 96	308.0200R
	49.7 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Regular	Não	Não	Saco	2x 500	309.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Regular	Não	Não	Suporte	10x 96	309.0200R
	49.7 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Regular	Não	Não	Saco	2x 500	329.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Regular	Não	Não	Suporte	10x 96	329.0200R
	49.0 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Regular	Não	Não	Saco	2x 500	328.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarelo	Regular	Não	Não	Suporte	10x 96	328.0200R
	69.0 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Carga de gel	Não	Não	Suporte	4x 204	308.0200GR
	90.9 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Expandido	Sim	Sim	Saco, simples.	5x 100	308.0200LFS
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Expandido	Sim	Sim	Suporte	8x 204	308.0200LFR


Qualitips® 300 / 350 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	58.8 mm	B, BT, E, F, G	350 µl	Natural	Regular	Não	Não	Saco	1000	308.0350B
		B, BT, E, F, G	350 µl	Natural	Regular	Não	Não	Suporte	10x 96	308.0350R
	58.8 mm	B, BT, E, F, G	300 µl	Natural	Regular	Sim	Sim	Suporte	10x 96	308.0300FR
		B, BT, E, F, G	300 µl	Natural	Regular	Sim	Não	Saco	1000	308.0300AFB

Qualitips® 1000 µl	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		Também	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	79.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Graduada	Não	Não	Saco	4x 250	307.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Graduada	Não	Não	Suporte ¹⁾	10x 60	307.1000R
	72.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Regular	Não	Não	Saco	4x 250	309.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Regular	Não	Não	Suporte	8x 60	309.1000R
	72.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Regular	Não	Não	Saco	4x 250	319.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Regular	Não	Não	Suporte	8x 60	319.1000R
	69.5 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Regular	Não	Não	Saco	4x 250	318.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Regular	Não	Não	Suporte	8x 60	318.1000R
	88.6 mm	B, BT, E, F	1000 µl	Natural	Regular	Sim	Sim	Suporte	10x 100	309.1000FR
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Regular	Sim	Não	Saco	1000	309.1000AFB


1) tampa rebatível

Qualitips® 2, 5, 10 ml	Tamanho	Descrição						Embalagem		Cat. Nº.
		T.	Vol.	Cor	Tipo	Filtro	Est.	Unidade	Quantidade	
	115.5 mm	E	2 ml	Natural	Regular	Não	Não	Saco	2x 250	312.02
	123.2 mm	G	5 ml	Natural	Graduada	Não	Não	Saco	2x 250	312.05B
		G	5 ml	Natural	Graduada	Não	Não	Suporte	2x 50	312.05R
	150.0 mm	F	10 ml	Natural	Regular	Não	Não	Saco	3x 100	312.10

Ponta adequada: B = Brand®, BT = Biohit®, E = Eppendorf®, F = FinnpiPETTE®, G = Gilson®. Os nomes de marca pertencem aos seus respectivos proprietários.



Caixas próprias para autoclave, Qualitips®



Caixas vazias próprias, fornecidas em saco.

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Caixa com tampa rebatível para ponteiras de 10 µl (309.0010B)	10 / emb.	309.0010ER
Caixa com tampa, para ponteiras de 10 µl (302.0020B)	10 / emb.	302.0020ER
Caixa com tampa rebatível, para ponteiras de 200 µl (307.0200B)	10 / emb.	328.0200ER
Caixa com tampa, para ponteiras de 200 µl (328.0200B)	10 / emb.	308.0350ER
Caixa com tampa, para ponteiras de 350 µl (308.0350B)	8 / emb.	319.1000ER
Caixa com tampa rebatível, para ponteiras de 1000 µl 307.1000B	4 / emb.	312.10ER

Pipetas de vidro Pasteur



Para micropipetas Acura® *manual* 835, Acura® *electro* 935 e Calibra® *digital* 832 com o correspondente adaptador. Alternativa comprida e fina (150 x 7 mm) para macropipetas PP.

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Pipeta Pasteur, vidro, 2 ml	250/ emb.	313.02


Ponteiras de tubo



Para pipetas de diluição Acura® *manual* 810. A sua forma comprida (190 x 4 mm) permite a captura de partículas contidas em líquidos em sacos Stomacher® sem bloqueio. Fornecidas esterilizadas em sacos refecháveis de 25 pontas.

Descrição	Embalagem	Cat. Nº.
Ponteiras de tubo, naturais, esterilizadas	20x 25/ emb.	313.1100

Filtros bocal para pipetas



Proteção adicional contra contaminação do líquido de enchimento ou da pipeta. Os filtros são permutáveis, não esterilizados e não adequados para autoclave.

Descrição / para	Material do filtro	Emb.	Cat. Nº.
Acura® <i>manual</i> 810	PE	100/ emb.	322.810
Calibra® <i>digital</i> 832, 2 ml	Celulose	250/ saco	322.02
Acura® <i>manual</i> 835, 5 ml Acura® <i>electro</i> 935, 5 ml	Celulose	250/ saco	322.05
Calibra® <i>digital</i> 832, 10 ml Acura® <i>electro</i> 935, 10 ml	Fibras PP	100/ saco	322.10

Reservatórios de reagentes para todos os fins

Particularmente bem adequados para pipetagem simples e multicanal. Várias formas, materiais e capacidades proporcionam soluções ideais para muitas aplicações.

Descrição							Emb.	Cat. Nº.
Tamanho mm	Volume	Cor	Tipo	Tampa	Mat.	Est.		
58x132x25	70 ml	Natural	Forma em V	Não	PP	Não	20/ emb.	330.01
83x121x34	125 ml	Natural	Forma em V	Sim	PP	Não	20/ emb.	330.01L
83x126x13	40 ml	Branco	8 canais	Não	PS	Sim	10x 1/ emb.	330.08.9
83x126x13	40 ml	Branco	12 canais	Não	PS	Sim	10x 1/ emb.	330.12.9

