

Unsere Referenz :

Tel-Nr : +41 (0)21 651 6000  
E-mail : socorex@socorex.com

Kundennummer :

Rechnungsadresse :

Lieferadresse :

## DEKONTAMINATION

☐ Wir bestätigen, dass die Pipetten gereinigt und dekontaminiert wurden. Sie sind frei von potenziell gefährlichen oder toxischen Stoffen. Socorex kann die Kalibrierung ohne Risiko ausführen.

Unterschrift / Datum :

REFERENZ	BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN
	- <i>Ersatzteile werden separat berechnet</i>
<b>Check-up</b> ISO8655	- Prüfung gemäß Herstellertoleranzen - 5 oder 10 Messungen bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - <b>Ohne Kalibrierung</b>
<b>Basic</b> ISO8655	- Reinigung, Reparatur, Kalibrierung - <b>4 Messungen</b> bei Mindest- und Höchstvolumen - Kalibrierung gemäß Herstellertoleranzen. Ausführliches Prüfzertifikat
<b>Premium</b> ISO8655	- Reinigung, Reparatur, Kalibrierung - <b>10 Messungen</b> bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - Kalibrierung gemäß Herstellertoleranzen. Ausführliches Prüfzertifikat
<b>Premium SCS</b> ISO17025	- Reinigung, Reparatur, Kalibrierung - <b>10 Messungen</b> bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - <b>SCS-Prüfzertifikat</b>
<b>Ultra</b> ISO8655	- Prüfung gemäß Herstellertoleranzen - <b>Vor dem Service:</b> 10 Messungen bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - Reinigung, Reparatur, Kalibrierung - <b>Nach dem Service:</b> 10 Messungen bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - Ausführliches Prüfzertifikat
<b>Ultra SCS</b> ISO17025	- Prüfung gemäß Herstellertoleranzen - <b>Vor dem Service:</b> 10 Messungen bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - Reinigung, Reparatur, Kalibrierung. <b>SCS-Prüfzertifikat</b> - <b>Nach dem Service:</b> 10 Messungen bei Mindest-, Mittel- und Höchstvolumen - <b>SCS-Prüfzertifikat</b>

→ Bitte ergänzen oder Ihre Excel-Liste / Lieferschein beilegen:

Instrumenten-Nr und Marke Seriennummer	Kundenanforderungen	Kommentar

<b>WARENEINGANG SOCOREX</b>	Date :	Visa :
-----------------------------	--------	--------