

# Acura® manual

## Triopack™

Qualità superiore -  
prezzo economico

- ✓ Tre micropipette a volume variabile
- ✓ Una vasta gamma di volumi
- ✓ Costo accessibile

### Caratteristiche del prodotto

- Ergonomia eccellente
- Peso ridotto e facilità di utilizzo
- Espulsore regolabile\*, compatibile con la maggior parte dei puntali
- Sistema di calibrazione rapida swift-set\*
- Stabilità e prestazioni metrologiche impareggiabili
- Resistenza a urti, raggi UV e lavaggi in autoclave
- Certificazione CE IVD 98/79 CEE

\* Brevetto Socorex

### Informazioni relative all'ordine

Set pronto per l'uso che comprende tre pipette a volume variabile Acura® manual, campioni Qualitips®, certificati CQ e istruzioni per l'uso.

N. cat.	Contenuto (modelli micro-/macropipette)		
825.TRIO.C	2 µl (0.1 - 2)	10 µl (0.5 - 10)	50 µl (5 - 50)
825.TRIO.J	2 µl (0.1 - 2)	20 µl (2 - 20)	200 µl (20 - 200)
825.TRIO.M	10Y µl (1 - 10)	50 µl (5 - 50)	200 µl (20 - 200)
825.TRIO.O	10 µl (0.5 - 10)	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.P	10Y µl (1 - 10)	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.S	20 µl (2 - 20)	200 µl (20 - 200)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.T	50 µl (5 - 50)	200 µl (20 - 200)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.V	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)	5 ml (0.5 - 5)
835.TRIO.Y	1000 µl (100 - 1000)	5 ml (0.5 - 5)	10 ml (1 - 10)



Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sulla linea Socorex in generale,  
rendetevi sul sito [www.socorex.com](http://www.socorex.com)

**SOCOREX**  
SWISS

SOCOREX ISBA S.A. □ CHAMP COLOMB 7 □ P.O. BOX □ 1024 ECUBLENS/LAUSANNE □ SWITZERLAND  
socorex@socorex.com □ www.socorex.com □ TEL. +41 21 651 6000 □ FAX +41 21 651 6001