

Manuelle Pipettenfüller


Profillette™ 406

Preiswerte, leicht zu bedienende Pipettenfüller für den Gebrauch von graduierten Glas- und Plastikpipetten. Zur Flüssigkeitsaufnahme Rädchen drehen. Rasche Abgabe durch Pressen des Lufteinlassventilknopfs oder schrittweise Abgabe durch Drehung des Rädchens. Ein Jahr Garantie.

Set beinhaltet je eine Profillette™ pro Modell.

Besondere Eigenschaften

- Einhandbedienung
- Einfache Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe
- Lufteinlassventil für schnelles Dispensieren
- Farbkodierung per Grösse
- Wartungsfrei



< 2 ml
< 10 ml
< 25 ml

Bestellinformation - Instrumente

Beschreibung	Farben	Verpackung	Kat. Nr.
Profillette™ 406, 2 ml	blau	1 / Vpk	406.002
Profillette™ 406, 10 ml	grün	1 / Vpk	406.010
Profillette™ 406, 25 ml	rot	1 / Vpk	406.025
Set mit Modellen 2 / 10 / 25 ml	sortiert	3 / Vpk	406.300

Bestellinformation - Zubehör

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Ersatz-Pipettenhalter, Silikon	1 / Vpk	1.406.01
Ersatz-Schraubkappe	1 / Vpk	1.406.02



Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die gesamte Produkt-Palette von Socorex finden Sie im Internet unter www.socorex.com