

Ilenador de pipeta


Profillette™ 406

El llenador de pipeta, económico, fácil de utilizar, adecuado para las pipetas graduadas de vidrio y plástico. Gire la rueda para aspirar. Liberación rápida presionando el botón de la válvula de entrada de aire o liberación gradual girando lentamente la rueda. Un año de garantía.

El paquete surtido incluye uno de cada tamaño.

Ventajas del producto

- Utilización con una sola mano
- Llenado y dispensado fácil
- Válvula de entrada de aire para una distribución rápida
- Codificación de colores por tamaño
- Sin mantenimiento



< 2 ml
< 10 ml
< 25 ml

Información para pedidos - Instrumentos

Volúmenes	Colores	Embalaje	Código
Profillette™ 406, 2 ml	Azul	1 / caja	406.002
Profillette™ 406, 10 ml	Verde	1 / caja	406.010
Profillette™ 406, 25 ml	Rojo	1 / caja	406.025
Conjunto 2 / 10 / 25 ml	Variado	3 / caja	406.300

Información para pedidos - Accesorios

Descripción	Embalaje	Código
Soporte de pipeta de silicona de repuesto	1 / caja	1.406.01
Tornillo de punta de reemplazo	1 / caja	1.406.02



Por mas informaciones de este producto o de la gama Socorex en general,
se encuentran en www.socorex.com