

Pipeteurs économiques


Profillette™ 406

Pipeteurs faciles à utiliser, compatibles avec toutes pipettes graduées en verre et en plastique. Le liquide est aspiré en tournant la molette. Pour distribuer, tourner la molette dans l'autre sens. Ecoulement rapide en pressant sur la soupape. Un an de garantie.

Le set comprend un modèle de chaque capacité.

Caractéristiques

- Pipetage d'une seule main
- Aspiration facile à l'aide de la molette
- Soupape pour un écoulement rapide
- Code couleur par taille
- Pas de maintenance



< 2 ml
< 10 ml
< 25 ml

Commande - Instruments

Description	Couleurs	Emballage	No. Cat.
Profillette™ 406, 2 ml	bleu	1 / pk	406.002
Profillette™ 406, 10 ml	vert	1 / pk	406.010
Profillette™ 406, 25 ml	rouge	1 / pk	406.025
Set avec 2 / 10 / 25 ml	assorties	3 / pk	406.300

Commande - Accessoires

Description	Emballage	No. Cat.
Porte pipette de remplacement, silicone	1 / pk	1.406.01
Ecrou de remplacement	1 / pk	1.406.02



Pour plus d'information sur ce produit ou sur la gamme Socorex en général,
rendez-vous sur le site www.socorex.com