

riempitore di pipette


Profillette™ 406

Riempitore di pipette economico e di facile utilizzo appositamente ideato per pipette di vetro e di plastica graduate. Ruotare la rotella per aspirare. Rilascio rapido tramite pressione del tasto della valvola di aspirazione dell'aria o rilascio graduale utilizzando la rotella. Garanzia di un anno.

La confezione assortita include un elemento per ciascun formato.

Caratteristiche del prodotto

- Uso mediante un'unica mano
- Riempimento ed erogazione semplici
- Valvola di aspirazione dell'aria per la distribuzione rapida
- Distinzione in base al colore per ciascun formato
- Nessuna necessità di manutenzione



< 2 ml
< 10 ml
< 25 ml

Informazioni relative all'ordine - Strumenti

Volumi	Colori	Imballo	N. cat.
Profillette™ 406, 2 ml	Blu	1 / conf.	406.002
Profillette™ 406, 10 ml	Verde	1 / conf.	406.010
Profillette™ 406, 25 ml	Rosso	1 / conf.	406.025
Set 2 / 10 / 25 ml	Assortiti	3 / conf.	406.300

Informazioni relative all'ordine - Accessori

Descrizione	Imballo	N. cat.
Supporto per pipetta in silicone di ricambio	1 / conf.	1.406.01
Vite di sostituzione	1 / conf.	1.406.02



Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sulla linea Socorex in generale, rendetevi sul sito www.socorex.com

XF-406.IT - A709