

## Profiller™ manual 435

Robust und leicht zu bedienen. Die manuelle Pipettierhilfe garantiert extremen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Sanfte Ansaug- und Abgabefunktionen beim Einsatz von Glas- oder Plastikpipetten bis zu einem Volumen von 100 ml.

Ein Jahr Garantie.

### Besondere Eigenschaften

- Saugball mit hoher Vakuumkapazität
- Sanfter Aktivierungshebel für präzise Kontrolle
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Vier Farbvarianten an Konen zur Wahl



Quetschbarer Saugball, grosse Kapazität



Präzise Kontrolle



Ausblas-System



Schutzfilter



Konenauswahl



Für Pipetten  
bis zu 100 ml

### Bestellinformation - Instrument

Beschreibung	Kat. Nr.
Profiller™ manual 435, blauer Saugball	435.100

### Zubehör

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Ersatz PTFE Membranfilter, 0,45 µm	5 / Vpk	322.435
Ersatz PTFE Membranfilter, 0,2 µm	5 / Vpk	322.400
Ersatz Pipettenhalter aus Silikon	1 / Vpk	1.435.01
Ersatz Konen, weiss	3 / Vpk	1.435.02
Alternative Konen: rosa, violett und grün (je ein Stk)	3 / Vpk	1.435.03

Ihr Fachhändler: