

Profiller™ manual 435

Modelo robusto y fácil de usar, ligero y con una forma ergonómica. Proporciona un control cómodo de la aspiración y el dispensado con pipetas plásticas o de vidrio hasta 100 mL.

Un año de garantía.

Ventajas del producto

- Bulbo de gran capacidad
- Botón de palanca de acción suave
- Sistema de soplado eficiente
- Filtro de membrana de protección de PTFE
- Sin mantenimiento
- Conos de punta alternativos con código de color



Bulbo presionable de gran capacidad



Un control preciso



Soplado del líquido



Filtro de protección



Conos alternativos



Pipetas hasta 100 ml

Información para pedidos - Instrumento

Descripción	Código
Profiller™ manual 435, bulbo azul	435.100

Accesorios

Descripción	Embalaje	Código
Filtro de membrana, 0,45 µm, PTFE	5 / caja	322.435
Filtro de membrana, 0,2 µm, PTFE	5 / caja	322.400
Soporte de pipeta de silicona	1 / caja	1.435.01
Cono de punta - blanco	3 / caja	1.435.02
Conos de punta - rosa, violeta, verde (1 cada uno)	3 / caja	1.435.03

Su distribuidor local