

## Profiller™ manual 435

Modèle extrêmement robuste et simple d'emploi, ergonomique et léger, assurant un contrôle aisé de l'aspiration et de la distribution. Adapté aux pipettes graduées (verre ou plastique) jusqu'à 100 ml.

Un an de garantie.

### Caractéristiques

- Poire d'une grande capacité d'aspiration
- Activation douce du levier de contrôle
- Système efficace d'expulsion du liquide résiduel
- Filtre de protection avec membrane en PTFE
- Aucun entretien particulier
- Cônes de couleur - identification personnelle



Poire avec grande capacité d'aspiration



Contrôle aisé



Expulsion du liquid résiduel



Filtre de protection



Cônes de couleur



### Commande - Instrument

Description	No. Cat.
Profiller™ manual 435, poire bleue	<b>435.100</b>

### Accessoires

Description	Emballage	No. Cat.
Filtre à membrane, PTFE, 0.45 µm	5 / pk	<b>322.435</b>
Filtre à membrane, PTFE, 0.2 µm	5 / pk	<b>322.400</b>
Porte-pipette de rechange, silicone	1 / pk	<b>1.435.01</b>
Cônes de rechange : blanc	3 / pk	<b>1.435.02</b>
Cônes de couleur : rose, violet et vert (un de chaque)	3 / pk	<b>1.435.03</b>

Votre distributeur: