

Profiller™ manual 435

Solido e di facile utilizzo, il modello è caratterizzato da una forma ergonomica e da un peso ridotto il controllo e fornisce efficace delle operazioni di aspirazione e di erogazione tramite l'uso di pipette in vetro o in plastica con volume massimo pari a 100 mL.

Garanzia di un anno.

Caratteristiche del prodotto

- Pompetta ad ampia capacità
- Tasto a scorrimento ad azione soft
- Sistema di espulsione efficace
- Filtro di protezione a membrana PTFE
- Nessuna necessità di manutenzione
- Coni anteriori alternativi disponibili in vari colori



Pompetta a pressione, ampia capacità



Controllo preciso



Espulsione di liquido



Filtro di protezione



Coni codificati



Pipette fino a 100 ml

Informazioni relative all'ordine - Strumento

Descrizione	N. cat.
Profiller™ manual 435, pompetta blu	435.100

Accessori

Descrizione	Imballo	N. cat.
Filtro a membrana, 0,45 µm, PTFE	5 / conf.	322.435
Filtro a membrana, 0,2 µm, PTFE	5 / conf.	322.400
Supporto per pipetta in silicone	1 / conf.	1.435.01
Cono anteriore - bianco	3 / conf.	1.435.02
Coni anteriori alternativi - rosa, viola, verde (1 ciascuno)	3 / conf.	1.435.03

Il Vostro rivenditore: