


Óptimas para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio, la medicina, la odontología, la clínica, el quirófano o la veterinaria, las bandejas de papel de un solo uso Qualitix® son totalmente esterilizables en autoclave por ETO (óxido de etileno), vapor o rayos gamma. Hechas de papel de alta calidad médico de 320g/m<sup>2</sup> revestido de PE (polietileno), la capa inferior antideslizante evita que el contenido se deslice. Son ideales para un uso independiente, o dentro de una bolsa de esterilización Qualitix®.



## Las bandejas de papel para esterilización Qualitix®

### Ventajas del producto:

- Material de papel médico rígido revestido de PE
- Sustituyen de manera ventajosa a las bandejas de acero inoxidable.
- Un tamaño se ajusta a la mayoría de los dispositivos.
- Adecuadas para la esterilización por ETO, vapor y rayos gamma.
- Pueden utilizarse solas o conjuntamente con las bolsas de esterilización Qualitix®.
- Conformidad con las normas ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, norma CE



### Uso conveniente ①

Las bandejas pueden utilizarse solas o colocarse dentro de bolsas de esterilización, a fin de preservar la esterilidad después del procesamiento con vapor, ETO o rayos gamma.

### Flexibilidad ②

Se puede esterilizar una gran variedad de artículos, simplemente colocados en bandejas de papel rígido.

### Dimensiones ③

El tamaño de la bandeja se ajusta perfectamente a las dimensiones de 190x 360 mm de la bolsa de esterilización con el N° de catálogo 3210.1936.

**Pida muestras gratuitas.**

### Información para pedidos

Descripción	Dimensiones		Material	Presentación	N° de catálogo
Bandeja de papel de esterilización	150 x 265 x 15 mm	6.0" x 10.5" x 0.6"	Papel revestido de PE	50 / paquete	3220.1526

### Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	265	135	250