

Skalpellsklingen  
 Skalpellsgriffe  
 Einwegskalpelle  
 Blutlanzzetten  
 Fadenschneider


**FEATHER**<sup>®</sup>

Feather Industries verdankt heute seine führende Position in der Herstellung von Skalpellsklingen einer jahrelangen Forschung im Dienste moderner Produktions-Technik. Das komplette CE zertifizierte Programm ist in der Schweiz über den Fachhandel der Firma SOCOREX ISBA S.A. erhältlich.

**Top-Qualitäts Skalpellsklingen (FL)**

*Rostfreie Edelstahlklingen für anspruchsvolle Chirurgen*

- Hervorragende Schnittfähigkeit durch einzigartiges Präzisionsschleifverfahren
- Dispenser-Box zu 100 Stück
- Aluminiumverpackung, einzeln, steril



**Langlebige Skalpellsgriffe (FM)**

*Drei Griffe aus rostfreiem Edelstahl für einen breiten Anwendungsbereich*

- Sanftes Aufstecken und fester Sitz der Klinge garantieren eine funktionelle perfekt ausgeglichene Handhabung
- Griff Nr. 3 & 7 für Klingen Nr. 10, 11, 12 und 15
- Griff Nr. 4 für Klingen Nr. 20, 21, 22, 23, 24 und 25



Nr. 3



Nr. 4



Nr. 7

**Wirtschaftliche Einwegskalpelle (FB)**

*Fester Plastikhandgriff mit aufgesetzter rostfreier Edelstahlklinge*

- Plastik-Deckkappe schützt Klinge vor Gebrauch
- Ausgeglichene anwenderfreundliche Konstruktion
- Verschweisste Aluminium-Verpackung, einzeln, steril
- Mit Klingen Nr. 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 oder 25



Klinge Nr. 10

**Mini Einwegskalpelle (FBM)**

*Dank des schlanken Griffs, geeignet für chirurgische Eingriffe unter höchster Präzision*


- Für Operationen in Bereichen: Gehirn, Nerven, HNO, plastische Chirurgie, Blutgefässe, Haut und Säuglinge
- Erprobte Sterilverpackung, Karton zu 20 Stück
- Mit Klingen Nr. 14 oder 15



## Sterile Einweg Blutlanzetten (FL.O)

Kalt gerollte verchromte Edelstahlspitzen  
versichert 1/100 mm Genauigkeit

- Erstklassige Härte und punktuell scharfe Spitze
- Unter strengen sanitären Konditionen hermetisch verpackt
- Dispenser-Box zu 200 Stück



## Einweg Fadenschneider (FC.O)

Extrem scharfes Fadenzieh-Messer  
aus rostfreiem Edelstahl

- Spezielles Klingprofil
- Unter strengen sanitären Konditionen hermetisch verpackt
- Dispenser-Box zu 100 Stück



## Bestellinformation

### Skalpellschlingen

Kat. Nr.	Beschreibung	Länge	Verp.
FL 10	Skalpellschlinge Nr. 10	40 mm	100 Stk.
FL 11	Skalpellschlinge Nr. 11	40 mm	100 Stk.
FL 12	Skalpellschlinge Nr. 12	38 mm	100 Stk.
FL 15	Skalpellschlinge Nr. 15	38 mm	100 Stk.
FL 20	Skalpellschlinge Nr. 20	45 mm	100 Stk.
FL 21	Skalpellschlinge Nr. 21	52 mm	100 Stk.
FL 22	Skalpellschlinge Nr. 22	57 mm	100 Stk.
FL 23	Skalpellschlinge Nr. 23	50 mm	100 Stk.
FL 24	Skalpellschlinge Nr. 24	57 mm	100 Stk.
FL 25	Skalpellschlinge Nr. 25	52 mm	100 Stk.

### Einwegskalpelle

Kat. Nr.	Beschreibung	Länge	Verp.
FB 10	Mit Klinge Nr. 10	100 mm	20 Stk.
FB 11	Mit Klinge Nr. 11	100 mm	20 Stk.
FB 12	Mit Klinge Nr. 12	100 mm	20 Stk.
FB 15	Mit Klinge Nr. 15	100 mm	20 Stk.
FB 20	Mit Klinge Nr. 20	100 mm	20 Stk.
FB 21	Mit Klinge Nr. 21	100 mm	20 Stk.
FB 22	Mit Klinge Nr. 22	100 mm	20 Stk.
FB 23	Mit Klinge Nr. 23	100 mm	20 Stk.
FB 24	Mit Klinge Nr. 24	100 mm	20 Stk.
FB 25	Mit Klinge Nr. 25	100 mm	20 Stk.

### Skalpellschiffe

Kat. Nr.	Für Klengen	Länge	Verp.
FM 3	Nr. 10, 11, 12, 15	120 mm	einzel
FM 4	Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25	120 mm	einzel
FM 7	Nr. 10, 11, 12, 15	160 mm	einzel

### Mini Einwegskalpelle

Kat. Nr.	Beschreibung	Länge	Verp.
FBM 14	Mit Klinge Nr. 14	145 mm	20 Stk.
FBM 15	Mit Klinge Nr. 15	145 mm	20 Stk.

**Profitieren Sie  
von vorteilhaften  
Mengenrabatten**

(zwischen den verschiedenen Modellen nicht kumulierbar)

### Einweg Blutlanzetten

Kat. Nr.	Beschreibung	Länge	Verp.
FL.O	Blutlanzetten	45 mm	200 Stk.

### Einweg Fadenschneider

Kat. Nr.	Beschreibung	Länge	Verp.
FC.O	Fadenschneider	111 mm	100 Stk.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die gesamte Produkt-Palette von Socorex finden Sie im Internet unter [www.socorex.com](http://www.socorex.com)