

Acura® manual

Triopack™

Top-Qualität
zu fairen Preisen

- ✓ Drei einstellbare Mikropipetten
- ✓ Grosse Auswahl an Volumen
- ✓ Im Rahmen jedes Budgets

Produkteigenschaften

- Vortreffliche Ergonomie
- Leicht in Gewicht und sanft in der Anwendung
- Regulierbarer Spitzenabwurf* für die meisten Spitzen
- Swift-Set, Labor internes Kalibrierungssystem*
- Unübertroffene Leistungsdaten und Dauerhaftigkeit
- Schock-, UV-Licht- und Autoclav-Beständigkeit
- CE-Konform IVD 98/79 EEC

* Socorex patentiert

Bestellinformation

Jeder Triopack™ beinhaltet: Drei einstellbare Acura® manual Pipetten, Muster an Pipettenspitzen, Betriebsanweisung, individuelle Kontrollzertifikate

Kat. Nr.	Inhalt (Mikro- / Makropipetten Modelle)		
825.TRIO.C	2 µl (0.1 - 2)	10 µl (0.5 - 10)	50 µl (5 - 50)
825.TRIO.J	2 µl (0.1 - 2)	20 µl (2 - 20)	200 µl (20 - 200)
825.TRIO.M	10Y µl (1 - 10)	50 µl (5 - 50)	200 µl (20 - 200)
825.TRIO.O	10 µl (0.5 - 10)	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.P	10Y µl (1 - 10)	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.S	20 µl (2 - 20)	200 µl (20 - 200)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.T	50 µl (5 - 50)	200 µl (20 - 200)	1000 µl (100 - 1000)
825.TRIO.V	100 µl (10 - 100)	1000 µl (100 - 1000)	5 ml (0.5 - 5)
835.TRIO.Y	1000 µl (100 - 1000)	5 ml (0.5 - 5)	10 ml (1 - 10)

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die gesamte Produktpalette von Socorex finden Sie im Internet unter www.socorex.com

SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA S.A. □ CHAMP COLOMB 7 □ P.O. BOX □ 1024 ECUBLENS/LAUSANNE □ SWITZERLAND
socorex@socorex.com □ www.socorex.com □ TEL. +41 21 651 6000 □ FAX +41 21 651 6001



XF-TRIO.D E109