

Die Qualitix® Einweg-Papierschalen sind für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor, in der Medizin, der Zahnmedizin, der Klinik sowie im Operationsaal und im Veterinärbereich geeignet. Sie können mit ETO, Dampf oder Gammastrahlen sterilisiert werden. Die Schalen sind aus hochwertigem medizinischem PE-beschichtetem Papier (320g/m²) hergestellt. Ausgestattet mit einer rutschfesten Bodenschicht, welche ein Verrutschen des Inhalts verhindert, eignen sich die Papierschalen für den alleinigen Gebrauch oder in einem Qualitix®-Sterilisationsbeutel.



Die Qualitix® Sterilisations-Trays

Produktvorteile:

- Stabiles medizinisches Papier mit PE-Schicht
- Alternative zu Edelstahltablets
- Einheitsgrösse für die meisten Objekte
- Geeignet für ETO-, Dampf- und Gamma-Sterilisation
- Einzel-Verwendung oder in Kombination mit Qualitix®-Sterilisationsbeuteln
- Konform mit ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06 und CE-Norm




Praktische Anwendung ①

Die Trays können alleine verwendet werden oder auch in einem Sterilisationsbeutel, um die Sterilität nach einer Dampf-, ETO- oder Gamma-Aufbereitung zu erhalten.



Flexibilität ②

Eine Vielzahl von Gegenständen kann auf die stabilen Papierschalen gelegt und somit sterilisiert werden.



Dimensionen ③

Die Grösse der Papier-Schale passt perfekt zum Format 190 x 360 mm des Sterilisationsbeutels Kat. Nr. 3210.1936.

Gratismuster auf Anfrage erhältlich

Bestellinformationen

Beschreibung	Masse	Material	Verpackung	Kat. Nr.
Sterilisations-Papierschalen	150 x 265 x 15 mm 6.0" x 10.5" x 0.6"	Medizinisches PE-beschichtetes Papier	50 / Vpk	3220.1526

Dimensionen

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	265	135	250