

Qualitix® Plateaux de stérilisation

consommables

Plateaux à usage unique adaptés à un large éventail d'applications en laboratoire, médecine, dentisterie, clinique, salle d'opération ou dans le domaine vétérinaire. Prévus pour un usage unique, ils sont entièrement autoclavables par ETO, vapeur ou rayons gamma. Fabriqués en papier de qualité médicale de 320g/m² avec couche antidérapante en PE qui empêche le contenu de glisser. Idéal pour une utilisation autonome ou à l'intérieur d'une pochette de stérilisation Qualitix®.



Les plateaux de stérilisation Qualitix®

Avantages:

- Papier de qualité médicale rigide, avec couche PE
- Remplace judicieusement les plateaux en acier inox
- Taille unique adaptée à la plupart des objets
- Convient à la stérilisation ETO, à la vapeur et par rayons gamma
- Utilisable tel quel ou en combinaison avec les sachets de stérilisation Qualitix®
- Conformité avec les normes ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06 et exigences CE.




Utilisation pratique ①

Les plateaux peuvent être utilisés seuls ou glissés dans les sachets de stérilisation, de manière à préserver la stérilité après un traitement à la vapeur, ETO ou rayons gamma.



Flexibilité ②

Une large variété d'objets peuvent être stérilisés, simplement placés sur ces plateaux en papier rigide.



Dimensions ③

La taille du plateau correspond parfaitement aux dimensions de la pochette de stérilisation de 190 x 360 mm N° Cat. 3210.1936.

Échantillons gratuits sur demande

Information de commande

| Description | Dimensions | | Matériau | Emballage | N° Cat |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Plateaux de stérilisation | 150 x 265 x 15 mm | 6.0° x 10.5° x 0.6° | Papier avec couche PE | 50 / pack | 3220.1526 |

Dimensions

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| 150 | 265 | 135 | 250 |