

Reservatório em V (PP), 75 ml

Polipropileno reutilizável e autoclavável. Graduações gravadas proporcionam legibilidade duradoura. Cantos arredondados permitem o despejo conveniente do reagente. A forma da base dá estabilidade na bancada.

Traz flexibilidade máxima para o trabalho de rotina com pipetas de canal único ou multicanal.

Informações de encomenda

Volume	Estilo	Embalagem	Cat. Nº.
75 ml	Forma em V	20 / emb.	330.01



Despejo de reagente



Graduações clara



Reservatório em V (PP), com tampa, 125 ml

Polipropileno reutilizável e autoclavável. Fechamento articulado da tampa. Formato de microplaca proporciona excelente estabilidade. Empilhável para economia de espaço de armazenamento.

Ideal para todos os tipos de aplicações com pipetas de canal único ou multicanal.

Informações de encomenda

Volume	Estilo	Embalagem	Cat. Nº.
125 ml	Forma em V, tampa	20 / emb.	330.01L



Tampa travável



Empilhável



Reservatórios multicanal (PS), não estéreis, 48 ml

Reservatórios de poliestireno de 8 e 12 canais. Cada canal com uma base arredondada. Capacidade total de 48 mL. Boa estabilidade na bancada. Formato de microplaca permite o uso com dispositivos de pipetagem automáticos ou robóticos.


A combinação perfeita com pipetas multicanal.

Informações de encomenda

Volume	Estilo	Embalagem	Cat. Nº.
8 x 6 ml	8-canais	30 / emb.	330.08
8 x 6 ml	8-canais	100 / emb.	330.08XL
12 x 4 ml	12-canais	30 / emb.	330.12
12 x 4 ml	12-canais	100 / emb.	330.12XL



Base arredondada



8 e 12 canais



Reservatórios multicanal (PS), esterilizados, 48 ml

Reservatórios de poliestireno com embalagem individual de 8 e 12 canais. Esterilizados por radiação de raio X. Cada canal com uma base arredondada. Capacidade total de 48 mL. Boa estabilidade na bancada. Número de lote facilita a rastreabilidade.


Solução útil para qualquer trabalho em ambiente limpo.

Informações de encomenda

Volume	Estilo	Embalagem	Cat. Nº.
8 x 6 ml	8-canais	10x 1 / emb.	330.08.9
12 x 4 ml	12-canais	10x 1 / emb.	330.12.9



Embalagem individual



XF.RES.PT - A1015

Seu distribuidor local:

SOCOREX ISBA S.A.
 Champ-Colomb 7, C.p. 378
 1024 Ecublens / Lausanne
 Suíça
 Tel +41 (0)21 651 6000
 socorex@socorex.com
 www.socorex.com



G.M. SYSTEM
 ISO 9001/13485
 CERTIFIED